# 楽しい運動計測実習: 歩行計測編

2021年11月10日

## 1 高速度カメラによる歩行計測

以下の手順にしたがって、歩行運動のデータをとり、解析しなさい。少なくとも3人のデータをとり、比較 検討をおこなうこと。

### 1.1 準備

以下のように反射マーカと筋電センサを被験者にとりつける。ただし、取付箇所は以下に記載されている指示から変更する場合もある。

#### 1.1.1 反射マーカの貼付

股関節・膝関節・足関節・足先 (第五指中足骨基部) にマーカを貼付しなさい。

#### 1.1.2 筋電センサとりつけ

以下の各筋肉に筋電センサを取付けなさい。取り付け場所は「表面筋電図マニュアル」を参照のこと。

- 1. 中殿筋
- 2. 大腿直筋
- 3. 外側広筋
- 4. 前頸骨筋
- 5. 半腱様筋
- 6. 大腿二頭筋
- 7. 内側腓腹筋
- 8. 外側腓腹筋
- 9. ヒラメ筋

#### 1.2 運動計測

時速 3km, 時速 4.5km, 時速 6km の各速度における歩行について、股関節・膝関節・足関節・足先の運動と筋電を計測しなさい。

- 「走る」のではなく、「歩く」こと。
- 各速度での歩行に慣れるための練習時間を必ず設けること。

- 歩き始めの10歩程度は非定常状態になることが多いので、データ処理には使わないこと。
- 少なくとも数十歩のデータに対する統計処理を行えるようにデータは取得しておくこと。
- 遊脚の開始と終了がわかるようにカメラの配置を工夫すること。
- 取得した各関節の位置データは、各人のホームディレクトリに転送して以下のように解析を行いなさい。

#### 1.2.1 データ処理

モーションキャプチャーシステムで取得した運動軌道は,

#### 1.2.2 運動軌道の表示

各関節の絶対座標および相対座標に関して以下のグラフを作成し、その特徴を考察しなさい。脚軌道の特徴や、速度に応じたその変化がどのような筋活動の結果によるのかも考察しなさい。

- 1. 水平-垂直位置
- 2. 時間-水平位置
- 3. 時間-垂直位置
- 4. 時間-速度
- 5. 股関節, 膝関節, 足関節の各角度の三次元空間内での変化
- 6. 歩行速度-足の運動周期
- 7. 歩行速度-足のふり幅
- 8. その他?

以下は解析や考察における着目点の例。

- どこが接地相でどこが遊脚相? (軌道からどう判断する?)
- 筋活動はどのような瞬間に見られる?
- 個人差はどこにある?
- 被験者によらない共通の特徴はどこにある?
- 速度による運動軌道の変化はどのような点にある?
- 歩行と走行に運動軌道の違いはあるか?
- かかと関節角度は、常に能動的な可動域範囲にあるか?

### 1.3 藤井からのお願い

以下の内容について調べて下さい. 質問いつでも受け付けます!

- 1. 矢状面において頭頂と足の軌道を図示して考察してください.
- 2. 前額面において腰 (背面) に対する首の相対位置を求め、水平方向の分散から上半身のぶれ具合を見てみましょう.
- 3. 外転筋の働くタイミング (接地時?遊脚時?) と活動度を調べて下さい.

## 2 プレゼンテーション

LibreOffice のプレゼンテーションソフトを使って、プレゼンテーションの資料を作りましょう。

- 1. 計測実習の内容(何を目的として、どのような実験をして、どんな結果が得られ、どんな考察をしたか) を 16 分程度 (一人 4 分程度) で発表できるようにすること。
- 2. 目的を自由に設定して、それに対応したストーリーになるように手法・結果を話すこと。
- 3. 筋活動に関する結果・考察に触れること
- 4. 15 分の発表ならば、スライドのページは 15 枚程度。
- 5. 作成したグラフは厳選して必要最小限のものを見せること。
- 6. 聞き手が楽しく聞けるように、よく内容を吟味すること。
- 7. 発表前に、必ず話す練習をすること。